



Audispray 耳道清潔噴霧 Q & A

1. 適用範圍

1.1. Audispray 適合那些人士使用?

Audispray Adult 成人耳道清潔噴霧適合任何 3 歲或以上並沒有耳朵疾人士使用。Audispray 特別適合耳油 / 耳垢過多或關注耳朵衛生的人士使用。

Audibaby 耳舒潔幼兒耳道清潔液適合 0-3 幼兒清潔耳朵使用

1.2. Audispray 不適用於那些人士?

Audispray 不適用在患有耳朵疾人士使用。

1.3. Audispray 適合那些年齡人士使用?

Audispray Adult 成人耳道清潔噴霧適合任何 3 歲或以上並沒有耳朵疾人士使用。

Audibaby 耳舒潔幼兒耳道清潔液適合 0-3 幼兒清潔耳朵使用

1.4. Audispray 是否適合年長人士使用?

Audispray 是沒有年齡上限，但年長使用者必須確認自己沒有耳朵疾病。

2. 使用方法

2.1. 剛買了一瓶 Audispray, 請告訴怎樣正確使用?

1 – 使瓶罐垂直，將噴嘴放進耳道內，用力按壓瓶蓋一至二次。

2 – 輕輕按摩耳底 10 秒。

3 – 把頭傾側，讓清潔液流出並拭乾。

4 – 使用後請用溫水清洗噴嘴，但切勿拔掉噴嘴。

The banner features a white spray bottle with a green cap on the left, a woman's profile in the center, and a man's face on the right with a red warning triangle over his ear. The background is a blue sky and ocean.

AUDISPRAY 耳舒潔™

您有耳朵痕癢、
耳垢過多的困擾嗎？

2.2. 說明書上所謂“耳底”是指什麼地方？

“耳底”是指耳朵的耳朵垂直旁邊近臉頰的部位。

2.3. 為什麼要按摩耳底 10 秒？

主要讓噴入耳道的噴霧液可以充分和耳垢融合，進而溶解耳垢。

2.4. 使用時噴嘴是否需放進耳道內？

噴嘴只要緊貼耳道外出口便可以，而且 Audispray 的專利設計是可以避免噴嘴過分進入耳道而造成傷害。

2.5. 清潔耳朵後，還有清潔噴霧液殘留在耳道內，應該怎麼辦？

殘留在耳道內的清潔噴霧液一般不會超過 0.05cc，會在耳道內自然風乾，千萬不要使用棉花棒去清理。

2.6. 使用 Audispray 後，耳垢並沒有隨清潔噴霧液流出耳道，這是否代表 Audispray 無效？

由於每個人耳垢的成份和多少都不一樣，有些使用者的耳垢不一定在使用時隨清潔噴霧液流出耳道，這是正常而且不代表 Audispray 無效。根據國外的臨床經驗，超過 90%使用者在使用一個月以後達到最好的清潔效果。

2.7. 請問 Audispray 需要用多久才會有效？

根據國外的臨床經驗，超過 90%使用者在使用一個月以後達到最好的清潔效果。

2.8. 請問 Audispray 是需要用多久？

由於 Audispray 不但能清洗耳垢，也能防止耳垢形成，所以應該像刷牙和洗臉長期使用。一般使用者，每週三次就會達到耳朵清潔及清爽的效果。耳垢過多者（如耳機長用者和助聽器使用者）就需要每天使用。



3. 安全問題

3.1. Audispray 是否會傷害耳道?

Audispray 是主成份是天然淨化海水，不會對耳道造成刺激，也不會傷害耳道。而且，Audispray 是歐盟註冊認可產品，通過嚴格的臨床嚴正，在歐洲已有 13 年的歷史，超過二百萬人曾經使用該產品，。在香港也有 6 年的歷史，已安全賣出 30 萬瓶。

3.2. Audispray 是否會傷害耳膜?

Audispray 是主成份是天然淨化海水，不會對耳膜造成刺激，也不會傷害耳膜。Audispray 的特有專利噴嘴，能避免在清洗過程中過多的壓力噴到耳膜上，造成傷害。

3.3. Audispray 是否有進行過安全實驗?

Audispray 曾經在歐盟註冊時進行了多項安全實驗，證明它對皮膚，黏膜和鼻腔無不良反應。

3.5. 清潔耳朵後，殘留的清潔噴霧液，是否會使到耳道感染?

由於 Audispray 的酸鹼度是 7.8，略帶鹼性，不利於細菌和真菌滋生，所以不會導致耳道感染。

4. 噴嘴問題

4.1. Audispray 為何會出現噴嘴阻塞?

不經常使用者，噴嘴可能會被鹽份堵塞。建議使用者把噴嘴拔掉，放在溫水中 30 分鐘即可。

4.2. 碰到噴嘴阻塞情況該怎樣辦?

建議使用者把噴嘴拔掉，放在溫水中 30 分鐘即可。

4.3. 請問如何把噴嘴拔掉?

原裝噴嘴可能安裝的比較緊，只要用力就能把噴嘴拿掉。

4.4. 如噴嘴放在溫水 30 分鐘後仍然堵塞，應該怎樣辦?

請確認清潔噴霧還沒用完。請留下聯繫電話和地址，我們會在兩周內寄一個新噴嘴給你。



AUDISPRAY 耳舒潔™

您有耳朵痕癢、
耳垢過多的困擾嗎？



5. 使用劑量

5.1. 每次使用時應該噴多少次？

每邊耳朵最多只能噴兩次，每天只能使用一次。

5.2. 我的耳垢比較，是否可以多噴幾次？

每天噴一次，每邊耳朵噴兩次。

5.3. 每次噴進耳朵的清潔噴霧液有多少？

每次大概 0.15-0.2 cc。

5.4. 每次進行清潔後，殘留在耳道內的噴霧液有多少？

每次大概 0.05cc。

6. 使用頻率

6.1. 請問 Audispray 的使用次數是多少？

一般使用者，每週三次就會達到耳朵清潔及清爽的效果。耳垢過多者（如耳機長用者和助聽器使用者）就需要每天使用。

6.2. 我的耳垢比較多，應怎麼使用 Audispray？

每天噴一次，每邊耳朵噴兩次。

6.3. 我常常使用耳機，應怎麼使用 Audispray？

每天噴一次，每邊耳朵噴兩次。

6.4. Audispray 每瓶可以噴多少次？

每次可以噴 250-300 次，一般使用者可以使用三個月。

6.5. 我的耳垢比較多，我可以每天使用 Audispray 2 次或以上嗎？

不建議每天使用一次以上。



7. 作用原理

7.1. Audispray 是怎樣清潔耳朵？

Audispray®的獨特專利噴嘴，能霧化瓶內的海水清潔液，加上適當的清洗的壓力，能有效清洗耳道內的耳垢。同時間，通過多次過濾獲得的無菌淨化海水內的礦物離子與其具高張特性，配合特有的酸鹼度，使 Audispray 能溶解耳蠟中的脂肪分子，不但能溶解油性的耳垢及防止過大耳垢形成。

8. 成份規格

8.1. Audispray 噴霧的主要成份？

每瓶含 50ml 淨化海水

8.2. Audispray 噴霧的鹽份濃度？

Audispray 是高張海水，每 100 毫升含礦物鹽 2.9 毫克

8.3. Audispray 是否含有酒精？

Audispray 並不含酒精成份

8.4. Audispray 是否含有肥皂？

Audispray 並不含肥皂成份

9. 臨床療效

9.1. Audispray 是否有進行過人體實驗？

Audispray 曾經在進行多項人體實驗，詳細資料請到 www.audispray.com.tw 查看。



AUDISPRAY 耳舒潔™

您有耳朵痕癢、
耳垢過多的困擾嗎？



10. 禁忌事項

10.1. 那些人是不能使用 Audispray?

- 曾經接受耳部手術
- 患有耳炎
- 穿孔性耳膜
- 耳痛
- 或容易感覺眩暈人仕

11. 國外經驗

11.1. 請問 Audispray 在國外的使用情況是怎樣？

在歐洲已有 17 年的歷史，超過二百萬人曾經使用該產品，。在香港也有 10 年的歷史，已安全賣出 40 萬瓶。

11.2. 請問 Audispray 在那些國家販賣？

在歐洲 26 個國家販賣，包括德國，法國，義大利和英國的主要國家。

11.3. Audispray 在中國人的使用情況？

Audispray 在香港是在 2003 年底上市，已安全賣出 50 萬瓶。

12. 產品註冊

12.1. Audispray 在臺灣是否有註冊？

Audispray 在臺灣被註冊為第一類醫療儀器

12.2. Audispray 在那些國家有註冊？

歐盟和瑞士。



13. 產品專利

13.1. Audispray 擁有那些專利？

噴嘴設計的專利和過濾海水的方法。